

# Esterilización de Material Sanitario en Atención Primaria

T022/10

**Fecha de aprobación de programa:** 20/07/2010

**Fechas curso:** 17 de Noviembre de 2010

**Horario:** de 9:30 a 12:00h

**Duración:** 2 horas y media

## Presentación

Durante el año 2006, en el Servicio Aragonés de Salud (SALUD), se llevó a cabo un proyecto para implantar en las Centrales de Esterilización de sus hospitales, un sistema de calidad basado en la norma ISO 9001. Como resultado, en el primer trimestre de 2007 se consiguió su certificación externa.

El proyecto de implantación de un Sistema de Calidad para el conjunto de toda su actividad se lleva a cabo también en otros ámbitos: laboratorios, 061 y en los Equipos de Atención Primaria de Aragón (nueve), promoviéndose en estos la mejora continua de los procesos que tienen lugar en los centros de Atención de Primaria, entre ellos, el proceso de Esterilización de Material Sanitario.

El sistema de calidad requiere asegurar la capacidad de los profesionales para llevar a cabo estas mejoras.

## Objetivos

### Objetivo general

Proporcionar a los profesionales de los Equipos de Atención Primaria relacionados con el sistema de calidad de SALUD, los conocimientos suficientes y las habilidades necesarias para controlar y mejorar los procesos de esterilización que tienen lugar en su ámbito de actuación.

### Objetivos específicos

- Comprender el mecanismo de transmisión y contaminación biológica del material.
- Ampliar conocimientos sobre limpieza, desinfección, esterilización y trazabilidad del material sanitario.
- Manejo del esterilizador.
- Conocer los productos de limpieza y desinfección.
- Incorporar los controles químicos y biológicos.

### Metodología

El curso incluye tanto la exposición de los aspectos teóricos necesarios, como la presentación y realización de ejemplos prácticos para su comprensión.

### A quién se dirige

A los profesionales de los Equipos de Atención Primaria de SALUD.

### Profesorado

- Teresa Arrufat Andreu, Supervisora de Esterilización del Hospital de Alcañiz.
- Isabel Salvador. 3M .Técnico Asesor de las Centrales de Esterilización.

## Contenidos

1. Introducción a la Esterilización. Aspectos microbiológicos básicos
2. Limpieza/descontaminación y Desinfección. Manejo de productos químicos.
3. Preparación del material a esterilizar.
4. Esterilización y trazabilidad.
5. Controles de calidad
6. Controles químicos y biológicos.

## Modo de evaluación:

Control de asistencia y encuesta de satisfacción.

## Cronograma:

9:30-9:45	Presentación del Taller y Entrega de Documentación.
9:45-10:15	Limpieza, Descontaminación y Desinfección
10:15-10:45	Preparación del material a esterilizar.
10:45-11:15	Esterilización / Trazabilidad. Controles de calidad.
11:15-11:45	Controles químicos y biológicos
11:45-12:00	Conclusiones y Evaluación.

## Horario:

- 9:30 a 12:00h

**Lugar de celebración:**

Ciudad Escolar Pignatelli, c/Jarque del Moncayo, nº 23, Zaragoza

**Nº de plazas:** 40.

Una Comisión de Selección procederá a verificar la aptitud de los solicitantes en relación con los requisitos del curso y, caso de existir más solicitantes que plazas convocadas, a adjudicar las mismas en base a ellos

**Coordinación Técnica:**

- Teresa Arrufat Andreu  
Edificio de Doctor Repolles, 2. Alcañiz Teruel  
[tarrufat@salud.aragon.es](mailto:tarrufat@salud.aragon.es)
- Juan Carlos García Aísa. Coordinador de Calidad de SALUD  
Telf: 976 76 58 00 EXT 11060  
Email: [jcgaisa@aragon.es](mailto:jcgaisa@aragon.es)
- Begoña Suñe. Técnico Docente I+CS  
Avda. Gómez Laguna 25. Planta 3.  
Telf: 976 71 5959 Fax: 976 71 4670  
Email: [bsunne.iacs@aragon.es](mailto:bsunne.iacs@aragon.es)
- Elena Altarribas Bolsa. Unidad de Calidad de SALUD  
Telf: 976 76 58 00 EXT 64059  
Email: [ealtarribas@salud.aragon.es](mailto:ealtarribas@salud.aragon.es)

**Secretaría**

Esther Alloza Perez	Telf: 976 765869 Fax. 976 765834	E-mail: <a href="mailto:ealozap@salud.aragon.es">ealozap@salud.aragon.es</a>
Ana Pernas Tobía	Telf: 976 765864 Fax. 976 765834	E-mail: <a href="mailto:apernas@aragon.es">apernas@aragon.es</a>