

## Lavado de material a esterilizar.

Acción combinada de los elementos implicados en el proceso (detergentes, tiempo y temperatura).

T023/10

**Fecha de aprobación de programa:** 20/07/10

**Fechas curso:** 17 de Noviembre de 2010

**Horario:** de 9:30 a 12:00

**Duración:** 2 horas y media

### Presentación

Durante el año 2006, en el Servicio Aragonés de Salud (SALUD), se llevó a cabo un proyecto para implantar en las Centrales de Esterilización de sus hospitales, un sistema de calidad basado en la norma ISO 9001. El sistema de calidad requiere y promueve la mejora continua de los procesos que tienen lugar en las Centrales de Esterilización.

El lavado de material Sanitario se ha ido introduciendo paulatinamente en las Centrales de esterilización (C.E.) abarcando sus procesos desde la llegada de material sucio, el lavado, esterilización y distribución. De aquí surge la necesidad de adquirir o ampliar conocimientos sobre los mecanismos de limpieza implícitos en este proceso

A los conocimientos sobre Desinfección y Esterilización en la actualidad es importante el profundizar sobre los mecanismos del Lavado, la acción de jabones, detergentes, aguas, la mezcla de éstos y su combinación con temperatura y tiempo.

Por consiguiente, es necesario asegurar la capacidad de estos profesionales para llevar a cabo estos procesos.

## Objetivos

### Objetivo general

Proporcionar a los profesionales relacionados con el sistema de calidad de las centrales de esterilización de los hospitales de SALUD, los conocimientos suficientes y las habilidades necesarias para controlar y mejorar los procesos de lavado del material Sanitario que tienen lugar en su ámbito de actuación.

### Objetivos específicos

- Comprender el mecanismo de limpieza y desinfección del material.
- Familiarizarse con el efecto de jabones y aditivos
- Saber manejar adecuadamente los productos y los parámetros físicos que intervienen en el lavado del material a esterilizar
- Conocer la importancia de mantener unos criterios de Calidad en el proceso de Lavado del material sanitario

## Metodología

El curso incluye tanto la exposición de los aspectos teóricos necesarios, como la presentación y realización de ejemplos prácticos para su comprensión.

## A quién se dirige

A los diferentes profesionales implicados en el funcionamiento de las Centrales de Esterilización y otros profesionales relacionados con los Procesos de Esterilización.

## Profesorado

- Ingeniero Técnico del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza. Manuel Alonso

- Auxiliar de Enfermería de Esterilización del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza . M<sup>a</sup> Dolores Vivanco Sanz
- Enfermera del Bloque Quirúrgicos del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza. Carmen de Miguel Ascaso

### Contenidos

1. Limpieza manual y mecánica del material.
2. Desinfección en el lavado. Termodesinfección, o mediante la aplicación de productos químicos
3. Acción-efecto de los diferentes productos de limpieza

### Modo de evaluación:

Control de asistencia y encuesta de satisfacción.

### Cronograma:

9:30-9:45	Presentación del Taller y Entrega de Documentación.
9:45-10:15	Importancia de la calidad del agua en la limpieza del material
10:15-10:45	Limpieza del material a esterilizar, manual, mecánica.
10:45-11:45	Mecanismo de actuación de los diferentes detergentes y aditivos. Normativa. Registro y trazabilidad
11:45-12:00	Encuestas. Firmas. Entrega de Diplomas

### Horario:

- Horario de 9:30 a 12:00

**Lugar de celebración:**

Ciudad Escolar Pignatelli, c/Jarque del Moncayo, nº 23, Zaragoza

**Nº de plazas: 40.**

Una Comisión de Selección procederá a verificar la aptitud de los solicitantes en relación con los requisitos del curso y, caso de existir más solicitantes que plazas convocadas, a adjudicar las mismas en base a ellos

**Coordinación Técnica:**

- Carmen De Miguel Ascaso. Hospital Clinico Universitario.  
Telf: 976 556400  
Email: [cdemiguel@salud.aragon.es](mailto:cdemiguel@salud.aragon.es)
- Dolores Vivanco. Hospital Clinico Universitario.  
Telf: 976 556400  
Email: [mdvivanco@salud.aragon.es](mailto:mdvivanco@salud.aragon.es)
- Juan Carlos García Aísa. Coordinador de Calidad de SALUD  
Telf: 976 76 58 00 EXT 11060  
Email: [jcgaisa@aragon.es](mailto:jcgaisa@aragon.es)
- Elena Altarribas Bolsa. Unidad de Calidad de SALUD  
Telf: 976 76 58 00 EXT 64059  
Email: [ealtarribas@salud.aragon.es](mailto:ealtarribas@salud.aragon.es)
- Begoña Suñe. Técnico Docente I+CS  
Avda. Gómez Laguna 25. Planta 3.  
Telf: 976 71 5959 Fax: 976 71 4670  
Email: [bsunne.iacs@aragon.es](mailto:bsunne.iacs@aragon.es)

**Secretaría**

Esther Alloza Perez	Telf: 976 765869 Fax. 976 765834	E-mail: <a href="mailto:ealozap@salud.aragon.es">ealozap@salud.aragon.es</a>
Ana Pernas Tobía	Telf: 976 765864 Fax. 976 765834	E-mail: <a href="mailto:apernas@aragon.es">apernas@aragon.es</a>